




Schwimmbadlifter

Sicher, einfach zu handhaben und flexibel einsetzbar





Welcher Schwimmbadlifter passt zu meinem Bad oder meiner Einrichtung?

Schwimmbäder sollten allen Menschen offenstehen und der Zugang zum Wasser auch für Menschen mit Behinderungen gefahrlos möglich sein. Schließlich ist Schwimmen gut für die Fitness sowie Gesundheit, wird als wohltuend empfunden und hat einen wichtigen Platz in der Reha. Aber wie setzen Betreiber von Bädern, Wellness- und Rehaeinrichtungen das um?

Handi-Move bietet für verschiedene Bereiche hervorragend auf den Bedarf von Bädern oder Therapieeinrichtungen angepasste Lösungen: Den Einstieg ins Wasser (bzw. Ausstieg), die Toiletten, Therapieräume und die Umkleibereiche.

Die Schwimmbadlifter werden selbstverständlich den Anforderungen an gesetzliche Vorgaben und Normen gerecht. Sie sind sicher, schnell und einfach durch nur eine Person handhabbar.

Handi-Move Schwimmbadlifter

Wer den Zugang zum Wasser über Treppen nicht mehr gefahrlos meistern kann, für den bieten Pool- oder Schwimmbadlifter einen sicheren und mühelosen Einstieg. Eine gängige Möglichkeit bietet ein Lifter mit schwenkbarem Arm, an dem zur Aufnahme der Person ein Badesitz, ein Pflgetuch oder der Handy-Move Hebebügel befestigt wird. Der Schwimmbadlifter wird sicher im Boden verankert. Die Person kann direkt vom Pflege- oder Rollstuhl umgesetzt werden und dann von einem Betreuer mühelos mit einem motor-gesteuerten Hebearm sanft ins Wasser abgelassen werden. Natürlich funktioniert der Weg zurück genauso gut.

Bei den Handy-Move Schwimmbadliftern können mit einem Lifter verschiedene Aufnahmemöglichkeiten genutzt werden: ein Badesitz, ein Pflgetuch oder der Handy-Move Hebebügel „Helfende Hände“, der einfach und komfortabel angelegt werden kann.

Die Befestigung erfolgt über eine Bodenhülse, so dass der Schwimmbadlifter an einem oder mehreren Becken flexibel eingesetzt werden kann. So sind sie bei Bedarf für das Personal schnell und einfach zur Hand oder auch wieder zu verstauen. Ein Lifter kann an verschiedenen Standorten eingesetzt werden. Die Verankerung über die Bodenhülse ist sehr sicher. Der Lifter ist 360° schwenkbar und hebt bis zu 135 kg.

∨ Schwimmbadlifter mit Badesitz



^ Schwimmbadlifter mit Hehebügel

^ Über eine Bodenhülse flexibel versetzbar

Wand- oder Deckenlifter

Eine weitere Variante bieten Wand- oder Deckenlifter. Ähnlich wie beim über die Bodenhülse arretierten Schwimmbadlifter wird die Person in dem Badesitz, einem Pflagetuch oder dem Handi-Move Hehebügel mittels eines Motors transportiert. Der Wandlifter wird fest an der Wand oder auch einer Säule installiert und bewegt den Menschen mittels eines Hub- und Schwenkarms.

~ Wandlifter mit Hehebügel

Der Deckenlifter funktioniert über ein Schienensystem, das an der Decke verläuft. So können nicht nur kurze Strecken vom Beckenrand ins Wasser, sondern auch weitere wie zum Beispiel bis zur Umkleidekabine oder in Therapieräume ohne Umsetzen zurückgelegt werden. Die Hubkraft liegt hier sogar bei bis zu 200 kg.



^ Der Sitz für Schwimmbadlifter passt in jeden (Dusch-)Rollstuhl

^ Deckenlifter

Selbstständige Transfers mit dem Sitz für Schwimmbadlifter

Es ist möglich, den Sitz für Schwimmbadlifter mit einem Deckenlifter selbstständig zu bedienen. Sich autark, also ohne Hilfe eines Betreuers, ins Wasser, zur Umkleidekabine oder sogar auf die Toilette zu bewegen.

Auch der original Hebebügel von Handi-Move ermöglicht Rollstuhlfahrern unter bestimmten körperlichen Voraussetzung selbstständige Transfers.



Toilette, Umkleide- und Therapiebereiche

Meist wird in öffentlichen Schwimmbädern das große Problem für Menschen mit Behinderung in der Umkleidekabine übersehen. Sie müssen aus dem Rollstuhl gehoben und zum Aus- und Anziehen auf eine Liege transferiert werden. Hierfür und für die Benutzung der Toilette sind die Handi-Move Lifter schon in vielen öffentlichen Bereichen im Einsatz.

Sie sind einfach und sicher zu bedienen und können vielen räumlichen Gegebenheiten angepasst werden. Sie erleichtern die Aufgaben für Assistenzen, Therapeuten oder Angehörige enorm. Egal, ob beim Umkleiden, für die Pflege, Therapie oder den Toilettengang.

Auch hier ist die selbstständige Benutzung mit dem original Handi-Move Hebebügel oder dem Sitz für Schwimmbadlifter möglich.



Referenzen

Hier sehen Sie, wo beispielsweise schon Handi-Move Lifter im Einsatz sind. Auf unserer Website finden Sie viele weitere Anwendungs-Beispiele sowie Listen von Bädern mit Schwimmbadlifter und öffentlichen Toiletten mit Handi-Move Lifter.

www.handimove.de/schwimmbadlifter

www.handimove.de/wissenwertes/barrierefreie-toiletten

www.handimove.de/wissenwertes/schwimmbadlifter-verzeichnis



Kontakt

Handi-Move

gibt es 11 x in Deutschland und Österreich.

Ihr regionaler Vertragspartner berät Sie gerne:

