


Modèle 2781-2782

# PORTIQUE

Un système de rail sans ancrage.




- Solution sans devoir forer dans les murs ou le plafond.
- À utiliser comme solution temporaire ou permanente.
- Facile à (dé)placer et à enlever.
- La longueur du rail peut être modifiée de manière à pouvoir placer les appuis latéraux contre les murs.
- La largeur et la hauteur s'adaptent à l'espace disponible.
- À combiner avec un moteur au plafond ou un moteur portable.



Systèmes de transfert et de soins pour les personnes à mobilité réduite

[www.handimove.be](http://www.handimove.be)

[www.handimove.fr](http://www.handimove.fr)



## ● Spécifications techniques

### GÉNÉRALITÉS

Capacité de levage maximale: .....240 kg  
 Rail: ..... aluminium renforcé, blanc laqué  
 Appuis latéraux: ..... aluminium, gris laqué

### DIMENSIONS

**A** Longueur : ..... max 5000 mm (peut être déterminée sur la base de l'espace disponible)  
**B** Hauteur : ..... max 2500 mm (peut être réduite en fonction de la hauteur disponible)  
**C** Longueur du pied : ..... 1000 mm  
**D** Hauteur du pied : ..... 30 mm



Pour une démonstration sans engagement  
 et de plus amples renseignements

