

Model 2781-2782

VRIJSTAAND RAILSISTEEM

Een railsysteem zonder verankering.




- Oplossing zonder te moeten boren in muren of plafond.
- Te gebruiken als tijdelijke of permanente oplossing.
- Gemakkelijk te (ver)plaatsen en te verwijderen.
- De lengte van de rail is aanpasbaar zodat de zijsteunen tegen de muren geplaatst kunnen worden.
- De breedte en de hoogte wordt aangepast aan de beschikbare ruimte.
- Te combineren met een plafondmotor of draagbare motor.



Til- & verzorgingssystemen voor mensen met een mobiele beperking

www.handimove.be

VRIJSTAAND RAILSISTEEM



● Technische specificaties

ALGEMEEN

Veilige belasting:240 kg
 Rail:versterkt aluminium, wit gelakt
 Zijsteunen:aluminium, grijs gelakt

AFMETINGEN

A Lengte: max 5000 mm (kan bepaald worden op basis van de beschikbare ruimte)
B Hoogte: max 2500 mm (kan ingekort worden afhankelijk van de beschikbare hoogte)
C Lengte voet: 1000 mm
D Hoogte voet: 30 mm



Voor een vrijblijvende demonstratie
of verdere inlichtingen

