

Model 1260-1265

Digitale weegschaal

Tillen en wegen tegelijk



- Bruikbaar op de meeste Handi-Move tiltoestellen
- Automatische nulindicatie bij het inschakelen
- Groot en duidelijk afleesscherf
- Minimaal hoogteverlies
- 2 Jaar garantie
- Tot op 100 gr nauwkeurig
- Klasse III

Til- & verzorgingssystemen voor mensen met een mobiele beperking

www.handimove.be


Digitale weegschaal

2 Uitvoeringen

Digitale weegschaal klasse III Art. #1260
Geijkte digitale weegschaal klasse III Art. #1265

Afmetingen & specificaties

Veilige belasting: 300 kg
Batterijen: 6 x 1,5 V type AAA
Totale hoogte: 240 mm
Totale breedte: 160 mm
Totale diepte: 65 mm



Voor een vrijblijvende demonstratie
of verdere inlichtingen

© 27-04-2021 • Handi-Move • v1.0