

Modèle 3950-3953-3955



Aiguillage

Transferts tri ou quadridirectionnels en douceur





- L'aiguillage permet de changer de direction dans une pièce ou comme dérivation pour plusieurs pièces.
- Idéal pour passer directement, par exemple, du lit aux toilettes.
- En version électrique ou manuelle.
- Télécommande sans fil en option.
- Aucune alimentation séparée requise (fonctionne sur les batteries du moteur au plafond).
- Possibilité d'intégrer dans un faux plafond.

Systèmes de transfert et de soins pour les personnes à mobilité réduite

www.handimove.be

Aiguillage




● Dimensions (mm)

A.....	388
B.....	531
C.....	71,5
D.....	690
E.....	467
F.....	200-220
G.....	60

● Spécifications techniques

Charge maximale.....240 kg
 Alimentation (uniquement pour les versions électriques)..... fonctionne grâce aux batteries du moteur au plafond
 Matériau.....Aluminium laqué, acier ELVZ, POM, ABS



Pour une démonstration sans engagement
 et de plus amples renseignements

