

Model 3950-3953-3955

Wissel

Vlot wisselen in drie of vier richtingen





- De wissel laat toe om te veranderen van richting in één ruimte of als aftakking voor meerdere ruimten.
- Ideaal om rechtstreeks van bv. het bed naar het toilet te gaan.
- Zowel in elektrische als manuele versie.
- Draadloze bediening als optie.
- Geen aparte stroomvoorziening vereist (werkt op de batterijen van de plafondmotor).
- Mogelijkheid om in te werken in een vals plafond.

Til- & verzorgingssystemen voor mensen met een mobiele beperking

www.handimove.be

Wissel




Afmetingen (mm)

A.....	388
B.....	531
C.....	71,5
D.....	690
E.....	467
F.....	200-220
G.....	60

Technische specificaties

Veilige belasting.....240 kg
 Voeding (enkel voor elektrische versies).....werkt op batterijen van de plafondmotor
 Materiaal.....Aluminium gelakt, staal ELVZ, POM, ABS



Voor een vrijblijvende demonstratie
of verdere inlichtingen

