

Model 1245-1246

Digitale weegschaal

Tillen en wegen tegelijk



- Wegen tot 200 kg
- Bruikbaar op de meeste Handi-Move tiltoestellen
- Automatische nulindicatie bij het inschakelen
- Groot en duidelijk afleesscherf
- Minimaal hoogteverlies
- 2 Jaar garantie
- Ook verkrijgbaar in geijkte versie (Klasse III)
- Tot op 100 gr nauwkeurig

Til- & verzorgingssystemen voor mensen met een mobiele beperking

www.handimove.be


Digitale weegschaal

2 Uitvoeringen

Standaard digitale weegschaal Art. #1245
 Geijkte digitale weegschaal (gekeurd Klasse III) Art. #1246


Afmetingen & specificaties

Veilige belasting: 200 kg
 Batterijen: 4 x 1,5 V type AA
 Totale hoogte: 240 mm
 Totale breedte: 160 mm
 Totale diepte: 65 mm



Extra's

- Overschakelen van het gewicht van de lichaamsondersteuning (Tildoek met Tiljuk of Handi-Move Tilbeugel) naar het gewicht van de patiënt.
- Geleverd met anti-diefstal schroef en bijhorende sleutel.



Voor een vrijblijvende demonstratie
of verdere inlichtingen

