

Model 1620

Actieve tillift

Een snelle oplossing voor toilettransfers



- Snel van zit naar zit
- Wendbaar en compact
- Verwisselbare batterijbox en ingebouwde lader
- Batterijstatus via LCD-display
- Verstelbare kniesteun
- Noodbediening



Til- & verzorgingssystemen voor mensen met een mobiele beperking


www.handimove.be

Actieve tillift


Afmetingen en gegevens

A.....	Max. hoogte	1690 mm
B.....	Min. Hoogte	1070 mm
C.....	Hoogte mast	740 mm
D.....	Hoogte onderstel	110 mm
E.....	Max. Breedte onderstel	920 mm
F.....	Min. Breedte onderstel	635 mm
G.....	Lengte onderstel	990 mm
H.....	Hoogte van de wielen	100 mm

Maximaal tilvermogen	150 kg
Batterijen	2 x 12 volt 2,9 ah oplaadbaar
Lader input	220/230 V AC
Lader output	27,4/29,0 V DC
Gewicht	43,5 kg
Nooddaling	mechanisch
Aantal tilbewegingen bij volle batterijen	40




Actief tildoek



Bedieningskast en afneembare batterijbox

A.....	Afneembare batterijbox
B.....	Noodschakelaar
C.....	Batterij indicatie (LCD)
D.....	Elektrische noodbediening
E.....	Indicatielamp lader
F.....	Laadstroomlampje



Voor een vrijblijvende demonstratie
of verdere inlichtingen

