

Model 1635

Mobiele plooilift

Gemakkelijk plooiën en meenemen



- Volwaardige tillift voor dagelijks gebruik
- Eenvoudig plooibaar in één beweging zonder demontage
- Handig mee te nemen in de auto
- Compact op te bergen


Til- & verzorgingssystemen voor mensen met een mobiele beperking

www.handimove.be

Mobiele plooilift

Afmetingen (mm)

A	1317
B	685
B'	518
B1	1245
C	530
D	110
H1	225
H2	1685
H3	1920
H4	450
L	1205
L'	385
L1	1150
L2	1240
T	580
T'	145



Technische specificaties

Max tilvermogen	175 kg
Nooddaling	Mechanisch
Gewicht	43 kg
Batterijen	dicht en onderhoudsvrij 2 x 12 volt 2,9 ah oplaadbaar
Aantal liften bij volle batterijen	40
Lader	Ingang: 0.9 A 100 - 240 Vac 50 -60 Hz, klasse II Uitgang: 24 Vdc Max 250 VA
Max. dimensies toegeplooid (L x B x H)	1240 x 685 x 450 mm

Snelheden (cm / sec)

Stijgen (zonder belasting)	3,6
Dalen (zonder belasting)	3,6
Stijgen (belasting 90kg)	2,9
Dalen (belasting 90kg)	3,3
Stijgen (max. belasting)	2,3
Dalen (max. belasting)	3

Voor een vrijblijvende demonstratie
of verdere inlichtingen

