Soulève-personne mobile 1640

Handi move

Une solution polyvalente







- S'utilise avec le Châssis-mains ainsi que les Handi-Sangles
- Permet de soulever une personne du sol au lit
- Dispositif de secours mécanique
- Démontable: facile à transporter!
- S'utilise avec la balance digitale Handi-Move
- Double commande


Systèmes de transfert et de soins pour les personnes à mobilité réduite



Soulève-personne mobile 1640

Dimensions (mm)

Α	1565
В	705
В'	505
B1	1275
С	535
C1	320
C2	575
D	110
Н	775
H'	1310
H1	1480
H2	2085
НЗ	2230
L	1230
L'	490
L1	1450
L2	1475



Spécifications

Capacité de levage maximale	175 kg	
Descente d'urgence	Mécanique	
Poids	50 kg	
Batteries	fermées et sans entretien 2 x 12 Vdc; 8 Ah	
Nombre de levages avec batteries complètement chargées	120 avec 90 kg / 50 cm	
Chargeur	Entrée: 0.9 A 100 - 240 Vac 50 -60 Hz, classe II	
	Sortie: 24 Vdc Max 1.3 A	
Rayon braquage	1370 mm	

Vitesses (cm / sec)

Ascendant (sans charge)	3,2
Descendant (sans charge)	3,2
Ascendant (charge 90 kg)	2,8
Descendant (charge 90 kg)	2,9
Ascendant (charge max.)	2,3
Descendant (charge max.)	2,7

Pour une démonstration sans engagement et de plus amples renseignements

© 04-06-2024 • Handi-Move • v2.6