

Model 1641

Mobiele tillift 1641

Voor extra tilbereik



- Tilt tot 200 kg
- Met geïntegreerd tiljuk voor gebruik met Handi-Move tildoeken
- Kan tillen van de vloer tot op een hoog bed
- Bediening op de lift of via de handbediening
- Mechanische nooddaling
- Vlot demonteerbaar




Til- & verzorgingssystemen voor mensen met een mobiele beperking

www.handimove.be

Mobiele tillift 1641

Afmetingen (mm)

A	1420
B	705
B'	505
B1	1275
C	490
C1	280
C2	515
D	110
H	445
H'	1335
H1	1130
H2	1825
H3	2080
L	1230
L'	530
L1	1360
L2	1425
T	580
T'	145



Technische specificaties

Max tilvermogen	200 kg
Nooddaling	Mechanisch
Gewicht	48 kg
Batterijen	dicht en onderhoudsvrij 2 x 12 Vdc; 6,5 - 7,2 Ah
Aantal liften bij volle batterijen	120 bij 90 kg / 50 cm
Lader	Ingang: 0.9 A 100 - 240 Vac 50 -60 Hz, klasse II Uitgang: 24 Vdc Max 1.3 A
Draaicirkel	1370 mm

Snelheden (cm / sec)

Stijgen (zonder belasting)	3,4
Dalen (zonder belasting)	3,4
Stijgen (belasting 90kg)	2,8
Dalen (belasting 90kg)	3,1
Stijgen (max. belasting)	2,1
Dalen (max. belasting)	2,7

Voor een vrijblijvende demonstratie
of verdere inlichtingen

