


Model 2540



# Draagbare motor

Een handige & flexibele oplossing




- Licht & compact
- Krachtig: tilt tot 182 kg
- 3 batterijen met lange levensduur
- Kan worden gebruikt met tilbeugel en alle tildoeken
- Dubbele bediening: handbediening en/of toetsenbord
- Nooddaling
- Eenvoudig gebruik
- Nieuw design

Til- & verzorgingssystemen voor mensen met een mobiele beperking

[www.handimove.be](http://www.handimove.be)

# Draagbare motor

## ● Draagbare motor en rail



## ● Afmetingen & gegevens

Gewicht: .....	8 kg
Hefkracht: .....	182 kg
Lengte: .....	500 mm
Breedte: .....	200 mm
Hoogte: .....	200 mm
Standaard lengte motorband: .....	1700 mm
Lengte motorband uit het toestel: .....	1530 mm
Batterijen: .....	3 x 8 V / 3,2 Ah
Aparte lader: .....	input 220 V AC / output 24 V DC
Aantal tilbewegingen bij volle batterijen: .....	65 x met 100 kg over een afstand van 50 cm
Omkastings: .....	ABS
Nooddaling : .....	Elektrisch
Railsysteem : .....	Aluminium witgelakt

## ● Met tildoeken of met de tilbeugel

Dankzij de geïntegreerde ophanghaken langs beide kanten van de motor, en het bevestigingssoog aan de onderkant, kan de motor zonder probleem worden gebruikt met alle Handi-Move tildoeken en met de tilbeugel.

Voor een vrijblijvende demonstratie  
of verdere inlichtingen

