

Model 2545

Draagbare motor - tarzan

Een railtraject zonder breekwerk




- Klassieke deuropening(en) hoeft/hoeven niet te worden aangepast
- Rechtstreekse verplaatsingen tussen verschillende ruimten
- Bruikbaar met tildoeek en tilbeugel
- Krachtig: tot 182 kg
- Budgetvriendelijk
- Discreet

Til- & verzorgingssystemen voor mensen met een mobiele beperking

www.handimove.be

Draagbare motor - tarzan

● Draagbare motor en rail



● Afmetingen & gegevens

Gewicht:	8 kg
Hefkracht:	182 kg
Lengte:	500 mm
Breedte:	200 mm
Hoogte:	200 mm
Standaard lengte motorband:	1700 mm
Lengte motorband uit het toestel:	1530 mm
Batterijen:	3 x 8 V / 3,2 Ah
Aparte lader:	input 220 V AC / output 24 V DC
Aantal tilbewegingen bij volle batterijen:	65 x met 100 kg over een afstand van 50 cm
Omkasting:	ABS
Nooddaling :	Elektrisch
Railsysteem :	Aluminium witgelakt

● Met tildoeken of met de tilbeugel

Dankzij de geïntegreerde ophanghaken langs beide kanten van de motor, en het bevestigingssoog aan de onderkant, kan de motor zonder probleem worden gebruikt met alle Handi-Move tildoeken en met de tilbeugel.

Voor een vrijblijvende demonstratie
of verdere inlichtingen

