

Model 2600

Mobiele tillift Victor

Voor intensief en supersnel gebruik



- De snelste mobiele lift
- Noodvoorziening voor dalen
- Kan tillen van de vloer tot op een hoog bed
- Zowel met SureHands® tilbeugel als met tildoek
- Bediening via schakelkast en/of handbediening
- Aluminium constructie voor lange levensduur
- Laag en in de breedte verstelbaar onderstel
- Verwisselbare batterijbox of rechtstreeks opladen
- Ergonomische handvatten


Til- & verzorgingssystemen voor mensen met een mobiele beperking

www.handimove.be

Mobiele tillift Victor

Afmetingen (mm)

A	1725
B	660
B1	1150
H	775
H1	1530
H2	2240
h	120
C	440
C1	170
C2	620
L	1275
E	54



Technische specificaties

Tillift

Constructie	aluminium; gelakt
Covers	ABS
Gewicht	58 kg
Motor/pomp	24 Vdc, 13 A
	elektrisch/hydraulisch
	onderhoudsvrij
Gewicht batterijbox	6,2 kg
Max tilvermogen	225 kg
Noodschakelaar	aanwezig
Wielen in aluminium	vooraan \varnothing 100 mm
	achteraan \varnothing 100 mm met rem
Beenspreiding	elektrisch
Nooddaling	mechanisch
Geluid	66 dBA

Batterij-indicatie	akoestisch
Batterijen	2x12Vdc; 7.2 Ah
Lader - ingang	0.9 A 100 – 240 VAC
	50 -60 Hz, klasse II
Lader - uitgang	24 Vdc
	Max 1.3 A
Aantal keer tillen bij volle batterijen	160 keer 90 kg bij lengte van 50 cm
Veiligheidsklasse	IPx0
Laadtijd vanaf signaal	4 uur
Wandlader	optie
Extra batterijbox	optie

Snelheden

Snelheid stijgen

zonder belasting	5.2 cm/sec
belasting 90 kg	4.9 cm/sec
belasting 225 kg	4.6 cm/sec

Snelheid dalen

zonder belasting	4.9 cm/sec
belasting 90 kg	5.7 cm/sec
belasting 225 kg	5.7 cm/sec
Onderstel openen/sluiten	2 sec

Voor een vrijblijvende demonstratie
of verdere inlichtingen

