

Model 2600

Mobiele tillift Victor

Voor intensief en supersnel gebruik



- Noodvoorziening voor dalen
- Kan tillen van de vloer tot op een hoog bed
- Zowel met SureHands® tilbeugel als met tildoek
- Bediening via schakelkast en/of handbediening
- Aluminium constructie voor lange levensduur
- Laag en in de breedte verstelbaar onderstel
- Geïntegreerde oplader
- Ergonomische handvatten


Til- & verzorgingssystemen voor mensen met een mobiele beperking

www.handimove.be

Mobiele tillift Victor

Afmetingen (mm)

| | |
|----|------|
| A | 1725 |
| B | 660 |
| B1 | 1150 |
| H | 775 |
| H1 | 1530 |
| H2 | 2240 |
| h | 120 |
| C | 440 |
| C1 | 170 |
| C2 | 620 |
| L | 1275 |
| E | 54 |



Technische specificaties

Tillift

Constructie aluminium; gelakt
 Covers ABS
 Gewicht 58 kg
 Motor/pomp 24 Vdc, 13 A
 elektrisch/hydraulisch
 onderhoudsvrij
 Gewicht batterijbox 6,2 kg
 Max tilvermogen 225 kg
 Noodschakelaar aanwezig
 Wielen in aluminium vooraan \varnothing 100 mm
 achteraan \varnothing 100 mm met rem
 volledig demonteerbaar voor reiniging
 Beenspreiding elektrisch
 Nooddaling mechanisch
 Geluid 66 dBA

Batterij-indicatie akoestisch
 Batterijen 2x12Vdc; 7.2 Ah
 Lader - ingang 0.9 A 100 – 240 VAC
 50 -60 Hz, klasse II
 Lader - uitgang: 24 Vdc
 Max 1.3 A
 Aantal keer tillen bij volle batterijen . 160 keer 90 kg bij lengte van 50 cm
 Veiligheidsklasse IPx0
 Laadtijd vanaf signaal 4 uur
 Wandlader optie
 Extra batterijbox optie

Snelheden

Snelheid stijgen

zonder belasting 6,9 cm/sec
 belasting 90 kg 6,3 cm/sec
 belasting 225 kg 4.5 cm/sec

Snelheid dalen

zonder belasting 6.3 cm/sec
 belasting 90 kg 5.8 cm/sec
 belasting 225 kg 5 cm/sec

Voor een vrijblijvende demonstratie
of verdere inlichtingen

