

Modèle 2800-2805

# Lève-personne au plafond

Rapide et efficace



- Lève-personne au plafond le plus rapide
- Fabriqué pour une utilisation intensive
- Déplacement latéral super léger
- Avec sangles et/ou châssis-mains Handi-Move®
- Avec fléau classique ou fléau électrique
- Accessibilité dans toutes les pièces
- Commande IR en option
- Commande auxiliaire sur le lève-personne
- Stop et descente d'urgence à portée de main

Systèmes de transfert et de soins pour les personnes à mobilité réduite

[www.handimove.be](http://www.handimove.be)

[www.handimove.fr](http://www.handimove.fr)

# Lève-personne au plafond

## ● Dimensions et données

Capacité de levage maximal: .....	200 kg (160 kg avec sangle de levée 3000 mm)
Batteries: .....	2 x 12 V 8 Ah / rechargeables
Longueur standard de la courroie du moteur: .....	2000 mm (3000 mm en option)
Système de rail: .....	aluminium, laqué blanc
Marche et arrêt sans secousse: .....	électronique
Couvercle: .....	ABS
Descente d'urgence: .....	mécanique
Commande manuelle 2800: .....	imperméable IP67 électrique
Commande manuelle 2805: .....	infrarouge
Nombre de levées avec batteries chargées au maximum: .....	160
Indications de charge et des batteries: .....	acoustiques et visuelles
Chargeur: .....	entrée 0.9 A 100-240 Vac, 50-60 Hz Classe II
.....	sortie 24 Vdc Max 1.3 A (9940) Max 1.2 A (2541)

## ● Vitesses


### Vitesse montée

charge 5 kg .....	6.00 cm/sec
charge 100 kg .....	5.80 cm/sec
charge 200 kg .....	4.60 cm/sec

### Vitesse descente

charge 5 kg .....	6.00 cm/sec
charge 100 kg .....	6.20 cm/sec
charge 200 kg .....	6.60 cm/sec

## ● Exemples de trajets



## ● Versions\*

### 2800


Moteur de levée (montée / descente)  
Avec commande manuelle électrique.

### 2805 IR

Moteur de levée (montée / descente)  
Avec télécommande à infrarouge.

\* également disponible avec moteur latéral (2810 L - 2815 L IR)

Pour une démonstration sans engagement  
et de plus amples renseignements



© 21-01-2025 • Handi-Move • v.1.9

**Handi-Move nv**

Ten Beukenboom 13, B-9400 Ninove • Tél. +32 54 31 97 10  
info@handimove.com • www.handimove.be • www.handimove.fr