

Modèle 2840



# Lève-personne au plafond, portable

Un moteur portable pour plusieurs transferts dans plusieurs pièces:  
une solution pratique et flexible



- Il peut être utilisé dans différentes pièces équipées de rails (lit, bain, toilette, douche...).
- Léger, compact et puissant, il peut soulever jusqu'à 182 kg.
- Design élégant et intemporel.
- Economique : un seul moteur pour plusieurs transferts.
- Fonctionne avec un châssis-mains ou une sangle.



Systèmes de transfert et de soins pour les personnes à mobilité réduite

[www.handimove.be](http://www.handimove.be)


[www.handimove.fr](http://www.handimove.fr)

# Lève-personne au plafond, portable

## ● Dimensions



A	480 mm
B	200 mm
C	210 mm
D	1550 mm



## ● Spécifications techniques

Poids: .....	8 kg
Charge maximale: .....	182 kg
Batteries: .....	2 x 12 VDC/3.2 Ah.
Chargeur: .....	Entrée 220 V AC / sortie 24 V DC
Nombre de levées avec batteries entièrement chargées: .....	50 avec 100 kg / 50 cm
Recouvrement du moteur: .....	ABS
Descente d'urgence : .....	Electrique
Railsystem : .....	Aluminium, laqués en blanc

## ● Avec les sangles ou le châssis-mains

Grâce aux poignées intégrées et au crochet de fixation, vous pouvez utiliser le moteur soit avec les sangles soit avec le châssis-mains.



Option: Chariot de transport

Pour une démonstration sans engagement  
et de plus amples renseignements

© 13-09-2023 • Handi-Move • v1.1

**Handi-Move nv**

Ten Beukeboom 13, B-9400 Ninove • Tél. +32 54 31 97 10  
info@handimove.com • www.handimove.be • www.handimove.fr