

Modèle 2840



Lève-personne portatif au plafond

Un moteur portable pour plusieurs transferts dans plusieurs pièces:
une solution pratique et flexible



- Il peut être utilisé dans différentes pièces équipées de rails (lit, bain, toilette, douche...).
- Léger, compact et puissant, il peut soulever jusqu'à 182 kg.
- Design élégant et intemporel.
- Economique : un seul lève-personne pour plusieurs transferts.
- Fonctionne avec un châssis-mains ou une sangle.



Systèmes de transfert et de soins pour les personnes à mobilité réduite

www.handimove.be


www.handimove.fr

Lève-personne portatif au plafond

● Dimensions



A	480 mm
B	200 mm
C	210 mm
D	1550 mm



● Spécifications techniques

Poids:	8 kg
Charge maximale:	182 kg
Batteries:	2 x 12 VDC/3.2 - 3.6 Ah
Chargeur:	Entrée 220 V AC / sortie 24 V DC
Nombre de levées avec batteries entièrement chargées:	50 avec 100 kg / 50 cm
Recouvrement du moteur:	ABS
Descente d'urgence:	Electrique
Railsystem:	Aluminium, laqués en blanc

● Avec les sangles ou le châssis-mains

Grâce aux poignées intégrées et au crochet de fixation, vous pouvez utiliser le lève-personne portatif au plafond soit avec les sangles soit avec le châssis-mains.



Option: Chariot de transport

Pour une démonstration sans engagement
et de plus amples renseignements

© 28-04-2025 • Handi-Move • v1.4

Handi-Move nv

Ten Beukeboom 13, B-9400 Ninove • Tél. +32 54 31 97 10
info@handimove.com • www.handimove.be • www.handimove.fr