

Draagbare plafondlift

Eén draagbare motor voor meerdere locaties:
een handige & flexibele oplossing





- Te gebruiken in verschillende ruimtes (bed, bad, toilet, douche...).
- Zonder aanpassingswerken aan de deuren.
- Licht en compact, maar toch krachtig: tillen tot 182 kg.
- Esthetisch: strak tijdloos design.
- Budgetvriendelijk: één plafondlift voor meerdere ruimtes.
- In combinatie met tilbeugel of tildoeken.

Til- & verzorgingssystemen voor mensen met een mobiele beperking


www.handimove.be

Draagbare plafondlift

Afmetingen



A	480 mm
B	200 mm
C	210 mm
D	1550 mm



Technische gegevens

Gewicht: 8 kg
 Hefkracht: 182 kg
 Batterijen: 2 x 12 VDC/3.2 - 3.6 Ah
 Lader: input 220 V AC / output 24 V DC
 Aantal tilbewegingen bij volle batterijen: 50 bij 100 kg / 50 cm
 Omkasting: ABS
 Nooddaling : Elektrisch
 Railsysteem : Aluminium witgelakt


Met tildoeken of met de tilbeugel

Dankzij de geïntegreerde ophanghaken langs beide kanten van de motor, en het bevestigingssoog aan de onderkant, kan de draagbare plafondlift zonder probleem worden gebruikt met alle Handi-Move tildoeken en met de tilbeugel.



Optie: Transportkarretje

Voor een vrijblijvende demonstratie
of verdere inlichtingen



© 28-04-2025 • Handi-Move • v1.4

Handi-Move nv

Ten Beukeboom 13, B-9400 Ninove • Tel. 054 31 97 10
info@handimove.be • www.handimove.be