

Draagbare plafondlift met "tarzan" systeem


Aangepaste versie van de draagbare plafondlift voor aangrenzende kamers: de oplossing om door deuren te gaan



- Het "tarzan" systeem: aangepaste versie van de draagbare plafondlift, voor het tillen tussen twee ruimtes met een klassieke deuropening.
- Deuropening hoeft niet aangepast te worden (de rail hoeft niet doorgetrokken te worden).
- Rechtstreekse verplaatsingen tussen verschillende ruimtes (bruikbaar aan bed, bad, toilet, douche...).
- In combinatie met de Handi-Move tilbeugel® of de tildoeken.
- Licht en compact, maar toch krachtig: tillen tot 182 kg.
- Budgetvriendelijk: één plafondlift voor meerdere ruimtes.
- Esthetisch: strak tijdloos design.

Draagbare plafondlift met "tarzan" systeem



Afmetingen



A	480 mm
B	200 mm
C	210 mm
D	1550 mm

Technische gegevens

Gewicht:8 kg
 Hefkracht:182 kg
 Batterijen: 2 x 12 VDC/3.2 - 3.6 Ah
 Lader: input 220 V AC / output 24 V DC
 Aantal tilbewegingen bij volle batterijen: 50 bij 100 kg / 50 cm
 Omkasting: ABS
 Nooddaling : Elektrisch
 Railsysteem : Aluminium witgelakt



Voor een vrijblijvende demonstratie
of verdere inlichtingen

Met tildoeken of met de tilbeugel

Dankzij de geïntegreerde ophanghaken langs beide kanten van de motor, en het bevestigingssoog aan de onderkant, kan de draagbare plafondlift zonder probleem worden gebruikt met alle Handi-Move tildoeken en met de tilbeugel.