

Model 3370

# Douchebad

3 systemen in 1 : douchen, baden en verzorgen



- Uniek concept: bad, douchebrancard & verzorgingstafel in één
- Plaatsbesparend
- Elektrische hoogteverstelling van douchebad en/of badranden
- Verrijdbaar, comfortabel en onderhoudsvriendelijk
- Onderrijdbaar met een mobiele tillift
- Verwisselbare batterijbox
- Optie : afneembare rvs handgrepen



Til- & verzorgingssystemen voor mensen met een mobiele beperking

[www.handimove.be](http://www.handimove.be)

# Douchebad

## Afmetingen en gegevens

Maximaal toegestane belasting..... 200 kg  
(inclusief patiënt, accessoires en water)  
Eigen gewicht van de badwagen ..... 100 kg

### Afmetingen van de badwagen:

Totale lengte van de badwagen ..... 2165 mm  
Totale breedte van de badwagen ..... 775 mm  
Lengte van het ligplateau ..... 1825 mm  
Breedte van het ligplateau ..... 480 mm  
Wielbasis lengte..... 1165 mm  
Wielbasis breedte ..... 690 mm

### Instelbereiken:

Maximale totale hoogte..... 1184 mm  
Maximale badhoogte..... 1109 mm  
Minimale totale hoogte ..... 629 mm  
Minimale badhoogte ..... 554 mm  
Maximale hoogte ligplateau ..... 929 mm  
Maximale baddiepte ..... 210 mm

### Elektrische specificaties:

Batterij..... 4 V - 2,9 ah  
Oplader..... 230/240 V AC  
Acculaadtijd..... 6 uur (max)  
Aantal werkcycli bij volledige belasting ..... 30





Tijd om het ligplateau omhoog of omlaag te brengen..... 30 sec  
Tijd om het bad omhoog of omlaag te brengen ..... 30 sec  
Debiet afvoer..... 2,83 liter/sec

### Materialen:

Waterdichte kussen ..... PFC vinylnitrilschuim (gesloten cel)  
..... met een polyvinyl toplaag  
Ligbad ..... vinyl, urethaan  
omkasting..... ABS

### Accessoires:

Extra batterijbox met lader voor muurbevestiging  
Optie:  
Inox zijbaren



Voor een vrijblijvende demonstratie  
of verdere inlichtingen

