

Model 3370

Douchebad

3 systemen in 1 : douchen, baden en verzorgen



- Uniek concept: bad, douchebrancard & verzorgingstafel in één
- Plaatsbesparend
- Elektrische hoogteverstelling van douchebad en/of badranden
- Verrijdbaar, comfortabel en onderhoudsvriendelijk
- Onderrijdbaar met een mobiele tillift
- Verwisselbare batterijbox
- Optie : afneembare rvs handgrepen



Til- & verzorgingssystemen voor mensen met een mobiele beperking

www.handimove.be

Afmetingen en gegevens

Maximaal toegestane belasting..... 200 kg
(inclusief patiënt, accessoires en water)
Eigen gewicht van de badwagen 100 kg

Afmetingen van de badwagen:

Totale lengte van de badwagen 2165 mm
Totale breedte van de badwagen 775 mm
Lengte van het ligplateau 1825 mm
Breedte van het ligplateau 480 mm
Wielbasis lengte..... 1165 mm
Wielbasis breedte 690 mm

Instelbereiken:

Maximale totale hoogte..... 1184 mm
Maximale badhoogte..... 1109 mm
Minimale totale hoogte 629 mm
Minimale badhoogte 554 mm
Maximale hoogte ligplateau 929 mm
Maximale baddiepte 210 mm

Elektrische specificaties:

Batterij..... 4 V - 2,9 ah
Oplader 230/240 V AC
Acculaadtijd..... 6 uur (max)
Aantal werkcycli bij volledige belasting 30





Tijd om het ligplateau omhoog of omlaag te brengen..... 30 sec
Tijd om het bad omhoog of omlaag te brengen 30 sec

Materialen:

Waterdichte kussen PFC vinylnitrilschuim (gesloten cel)
..... met een polyvinyl toplaag
Ligbad vinyl, urethaan
omkasting..... ABS

Accessoires:

Extra batterijbox met lader voor muurbevestiging
Optie:
Inox zijbaren



Voor een vrijblijvende demonstratie
of verdere inlichtingen

