

Handi-Move model 3471 S - M - L



Stapgordel

Steun- en loophulp bij revalidatie




- Reduceert het lichaamsgewicht.
- Ondersteuning in geval van krachtverlies in de benen.
- Veilig : verhindert het vallen.
- Aanpasbaar aan de lichaamsbouw.
- Verkrijgbaar in S, M en L.

Til- & verzorgingssystemen voor mensen met een mobiele beperking

www.handimove.be

Stapgordel

● Afmetingen (mm)



	3471S	3471M	3471L
A	47	64	79
B	31	39	47
F (min/max)	35/54	37/56	39/58
F1	23	25	27
G	40	45	45
I	38	38	38
K	51,5	62,5	62,5

● Technische specificaties

Materialen PVC, plastic, polyester
 Maximale belasting 182 kg

Voor een vrijblijvende demonstratie
 of verdere inlichtingen

