

Modèle 3478

# Siège de bain

Confortable dans l'eau



- Doté de perforations permettant à l'eau de s'écouler
- Épouse la forme de la baignoire
- Siège et dossier renforcés
- Pour les personnes pouvant s'asseoir activement seules ou avec accompagnement sur l'Handi-siège.
- L'assise perforée du siège en matière plastique permet l'évacuation de l'eau.
- Adopte la forme du fond de la baignoire.
- Se règle en différentes positions.
- Facile d'entretien.
- Option : ceinture de sécurité.

Systèmes de transfert et de soins pour les personnes à mobilité réduite

[www.handimove.be](http://www.handimove.be)

[www.handimove.fr](http://www.handimove.fr)


# Siège de bain

## ● Dimensions et données

A.....	380 mm
B.....	580 mm
C.....	650 mm
D.....	380 mm
E.....	1010 mm
F.....	600 mm
G.....	410 mm
H.....	600 mm

Matière: PVC, polyester, plastique

Charge maximale: 225 kg



Pour une démonstration sans engagement  
et de plus amples renseignements