

Tilstoel voor bad

Genieten van een bad zonder ongemakken



- Voor mensen die nog kunnen stappen of steunen
- Het neemt de vorm van het bad aan
- Voldoende uitsparingen voor de afvoer van het water
- Geen hoogteverlies : liggen tot op de badbodem
- Comfortabel : instelbare zithouding
- Verstevigde zitting en rugleuning
- Onderhoudsvriendelijk
- Optie: veiligheidsgordel

Til- & verzorgingssystemen voor mensen met een mobiele beperking


Tilstoel voor bad

Afmetingen en gegevens

| | |
|--------|---------|
| A..... | 380 mm |
| B..... | 580 mm |
| C..... | 650 mm |
| D..... | 380 mm |
| E..... | 1010 mm |
| F..... | 600 mm |
| G..... | 410 mm |
| H..... | 600 mm |

Materiaal: PVC, polyester, plastic

Maximale belasting: 225 kg



Voor een vrijblijvende demonstratie
of verdere inlichtingen

