

Model 3552-3553

Tildoeken voor kinderen

Dino (groen) & Vlinder (roze)



- Uw kind wordt volledig en veilig ondersteund
- Comfortabele zit- en lighouding
- Het zitvlak blijft vrij
- Makkelijk aan te brengen
- Vlotte transfers van en naar bed, bad, douche, toilet of rolstoel
- Leverbaar in XS en S
- Maatwerk mogelijk


Til- & verzorgingssystemen voor mensen met een mobiele beperking

www.handimove.be

Tildoeken voor kinderen

Afmetingen (mm)

	XS	S
A	56	58
B	66	75
C	13,5	14
D	7,5	8
E	28	32
F	54	63
G	37,5	47,5
H	53	59
I	42	47



Technische specificaties

MaterialenPolyester
 Maximale belasting225 kg

[more info](#)

