

Model 3620

Tilstoel voor zwembadlift

Comfortabel in en uit het water



- Eenvoudig in gebruik
- Ergonomische zithouding
- Stevige kunststofuitvoering
- Veilig, standaard met buikriem
- Past in elke (douche)rolstoel
- Zowel voor kinderen als volwassenen


Til- & verzorgingssystemen voor mensen met een mobiele beperking

www.handimove.be

Tilstoel voor zwembadlift

Afmetingen en gegevens

A	600 mm
B	450 mm
C	500 mm
D	450 mm
E	475 mm



Tilstoel	100% PVC
Linten	100% Polyester
Lintgeleiders	100% Hostaform
Veiligheidsclip	100% Roestvast staal
Gewicht tilstoel	5,5 kg
Verwachte levensduur	10 jaar
Maximale belasting	182 kg

Voor een vrijblijvende demonstratie
of verdere inlichtingen

