


Handi-slides

Verplaatsen zonder tillen




- Verplaatsen zonder wrijving
- Een ruim gamma voor velerlei transfers
- Eenvoudig te gebruiken
- Veilig en comfortabel
- Autonoom gebruik mogelijk
- Budgetvriendelijk

● Handi-glijlaken




Art.nr: 3600 (standaard)
Art.nr: 3602 (compact)
 Gemakkelijke beweging door geringe wrijving.
 Veilig verschuiven van personen in het bed.
 Glijlaken Standaard 122 x 71 cm
 Glijlaken Compact 72x 70 cm

● Handi-glijmat




Art.nr: 3605 (groot)
Art.nr: 3606 (klein)
 Gepolsterde versie van het Handi-glijlaken.
 Ideaal voor transfers met niveauverschil.
 Glijmat groot 190 x 65 cm
 Glijmat klein 72 x 70 cm

● Handi-eenrichtingsglijlaken




Art.nr: 3603 (zetel)
Art.nr: 3604 (bed)
 Glijdt in één richting.
 Voorkomt het onderuitglijden.
 Voor de zetel 45 x 40 cm
 Voor het bed 80 x 70 cm

● Handi-glijplank




Art.nr: 3615
 Lichte kunststofconstructie.
 Gemakkelijke glijtransfer in zithouding.
 Zelfstandig gebruik mogelijk.
 Bestendig en stevig.
 Lengte 666 mm
 Breedte 200 mm
 Dikte 25 mm
 Gewicht 0,9 kg

● Handi-draaischijf




Art.nr: 3613 (duo 380 mm)
 Gemakkelijke draaitransfer van bed naar (rol)stoel of toilet.
 Voorkomt wrijving van de voeten bij het draaien.
 Diameter 38 cm
 Hoogte 1 cm
 Maximale draagkracht 127 kg

● Handi-veiligheidsband




Art.nr: 3608 (gesloten)
Art.nr: 3609 (open)
 Gepolsterde band.
 Hulp bij het opstaan, herpositioneren in bed en verplaatsen van de benen.
 Hoogte 21,5 cm
 Breedte 62 cm (3609)
 Hoogte 16,5 cm
 Omtrek verstelbaar van 41 cm tot 114 cm (3608)

● Handi-rotatiekussen



Art.nr: 3614
 Zachte, gepolsterde draaischijf.
 Gebruikt om in zithouding te draaien op stoel of bed.
 Zelfstandig gebruik mogelijk.
 Diameter 38 cm
 Hoogte 0,8 cm

● Rolbord



Art.nr: 3616 : standaard
Art.nr: 3617: flexibel
 Afmeting: 160 cm x 48 cm
 inclusief hoes

Voor een vrijblijvende demonstratie of verdere inlichtingen

