


Modell Slings

Handi-Hebetücher

Für jede Situation das optimale Hebetuch















- Durchdachte Lösungen für jeden Anwendungsfall
- Sehr bequeme Sitz- oder Liegehaltung mit- oder ohne Kopfstütze
- Weicher und gleichzeitig stabiler Halt
- Gesäß bleibt immer frei
- Als Voll-, Fallschirm- oder wasserdurchlässiges, rasch trocknendes Netzgewebe erhältlich
- In unterschiedlichen Maßen und als Maßanfertigung erhältlich

Hebehilfen für Menschen mit Handicap

www.handimove.de

Handi-Hebetücher

STANDAARD	ohne Kopfstütze	mit Kopfstütze	mit Kopfstütze und Schlaufen	Komfort
				
	<ul style="list-style-type: none"> • Universell einsetzbar • Gesäß ist ab dem Steiß frei • Aufhängung an 4 oder 2 Punkten • Gepolsterte Beinschlaufen • Kübelförmig 	<ul style="list-style-type: none"> • Universell einsetzbar • Gesäß ist ab dem Steiß frei • Mondformiger Kopfstütze • Aufhängung an 4 oder 2 Punkten • Gepolsterte Beinschlaufen • Kübelförmig 	<ul style="list-style-type: none"> • Universell einsetzbar • Gesäß ist ab dem Steiß frei • Zusätzliche Schlaufen an der Kopfstütze zur Unterstützung • Gepolsterte Beinschlaufen • Aufhängung an 4 oder 2 Punkten • Kübelförmig 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicheres, «umschlossenes» Gefühl • Gesäß ist ab dem Steiß frei • Mondformiger Kopfstütze • Gepolsterte Beinschlaufen • Aufhängung an 4 oder 2 Punkten • Kübelförmig
TOILET	zweiteilig	mit Kopfstütze	ohne Kopfstütze	Thorax
				
	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal für den Toilettengang • Einfaches Anlegen • Aufhängung an 2 oder 4 Punkten • Gepolsterte Beinschlaufen 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal für den Toilettengang • Gesäß und unterer Rücken bleiben frei • Einfaches Anlegen • Auch als Badehebetuch erhältlich (in PVC) • Für Menschen mit eingeschränkter Kopfkontrolle • Gepolsterte Beinschlaufen • Aufhängung an 4 oder 2 Punkten 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal für den Toilettengang • Gesäß und unterer Rücken bleiben frei • Einfaches Anlegen • Auch als Badehebetuch erhältlich (in PVC) • Gepolsterte Beinschlaufen • Aufhängung an 4 oder 2 Punkten 	<ul style="list-style-type: none"> • Pldeal für den Toilettengang • Gesäß und unterer Rücken bleiben frei • Kreuzbänder für bessere Unterstützung • Tuchgewebe • Aufhängung an 4 oder 2 Punkten • Gepolsterte Beinschlaufen
SPECIFIEK	Einfache Beinamputation	Doppelte Beinamputation	Skoliose	Liegehaltung
				
	<ul style="list-style-type: none"> • Speziell für Leute mit einzelnen Oberschenkelamputation • Gesäß ist ab dem Steiß frei • Gepolsterte Beinschlaufen • Aufhängung an 4 oder 2 Punkten • Kübelförmig 	<ul style="list-style-type: none"> • Speziell für Leute mit doppelten Oberschenkelamputation • Aufhängung an 4 oder 2 Punkten • Mit/Ohne Aussparung für den Toilettengang 	<ul style="list-style-type: none"> • Spezielles Design für zusätzliche Unterstützung auf der Höhe des Rückens • 4 stabile Fischbeinstäbche • Aufhängung an 2 oder 4 Punkten • Gepolsterte Beinschlaufen 	<ul style="list-style-type: none"> • Universell einsetzbar • Transfer in waagerechter Position • Doppelte Schicht mit durchgängigem Stoff • Aufhängung an 4 Punkten

Für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an

