












# Handi-sangles

Pour chaque situation la sangle optimale



- Une gamme complète qui répond à chaque besoin
- Position assise ou couchée très confortable
- Souvent disponibles avec ou sans support de tête
- Egalement utilisables en baignoire, grâce au tissu filet
- Dégagement du siège
- Combinaison avec tous les élévateurs Handi-Move
- Sangles sur mesure

STANDARD	<p><b>sans support de tête</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emploi universel</li> <li>• Dégagement du siège à partir du coccyx</li> <li>• Suspension à 4 ou 2 points</li> <li>• Parties jambières ouatées</li> <li>• En forme de cuve</li> </ul>	<p><b>avec support de tête</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emploi universel</li> <li>• Dégagement du siège à partir du coccyx</li> <li>• Appuie-tête forme de lune</li> <li>• Suspension à 4 ou 2 points</li> <li>• Parties jambières ouatées</li> <li>• En forme de cuve</li> </ul>	<p><b>avec support de tête et boucles</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emploi universel</li> <li>• Dégagement du siège à partir du coccyx</li> <li>• Boucles supplémentaires au niveau du support de tête pour le soutien</li> <li>• Parties jambières ouatées</li> <li>• Suspension à 4 ou 2 points</li> <li>• En forme de cuve</li> </ul>	<p><b>confort</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensation "enfermée" et sûre pour l'utilisateur</li> <li>• Dégagement du siège à partir du coccyx</li> <li>• Appuie-tête forme de lune</li> <li>• Parties jambières ouatées</li> <li>• Suspension à 4 ou 2 points</li> <li>• En forme de cuve</li> </ul>
	TOILETTE	<p><b>en deux parties</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Idéal pour le transfert aux toilettes</li> <li>• Application facile</li> <li>• Suspension à 2 ou 4 points</li> <li>• Lanière de cuisse rembourrée</li> </ul>	<p><b>avec support de tête</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Idéal pour le transfert aux toilettes</li> <li>• Dégagement du siège et de la région inférieure du dos</li> <li>• Application facile</li> <li>• Egalement disponible comme sangle de bain (en PVC)</li> <li>• Pour les personnes qui n'ont pas de tonus au niveau de la nuque</li> <li>• Parties jambières ouatées</li> <li>• Suspension à 4 ou 2 points</li> </ul>	<p><b>sans support de tête</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Idéal pour le transfert aux toilettes</li> <li>• Dégagement du siège et de la région inférieure du dos</li> <li>• Application facile</li> <li>• Egalement disponible comme sangle de bain (en PVC)</li> <li>• Parties jambières ouatées</li> <li>• Suspension à 4 ou 2 points</li> </ul>
SPECIFIEK	<p><b>amputation d'une jambe</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécialement développée pour patients avec une amputation simple</li> <li>• Dégagement du siège à partir du coccyx</li> <li>• Parties jambières ouatées</li> <li>• Suspension à 4 ou 2 points</li> <li>• En forme de cuve</li> </ul>	<p><b>amputation des 2 jambes</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécialement développée pour patients avec une amputation double</li> <li>• Suspension à 4 ou 2 points</li> <li>• Avec/sans orifice pour la toilette</li> </ul>	<p><b>scoliose</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conception spéciale pour un soutien supplémentaire au niveau du dos</li> <li>• 4 baleines robustes</li> <li>• Suspension à 2 ou 4 points</li> <li>• Parties jambières ouatées</li> </ul>	<p><b>position couchée</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisation universelle</li> <li>• Transfert en position horizontale</li> <li>• Double couche de tissu plein</li> <li>• Suspension à 4 points</li> </ul>

Pour une démonstration sans engagement et de plus amples renseignements