


Model Slings

Tildoeken

Voor elke situatie de perfecte tildoek















- Compleet gamma dat aan elke behoefte beantwoordt
- Uiterst comfortabele zit- of lighouding
- Meeste tildoeken verkrijgbaar met of zonder hoofdsteun
- Vervaardigd uit netstof, voor nat en droog gebruik
- Zitvlak blijft steeds vrij
- Bruikbaar in combinatie met alle Handi-Move tilsystemen
- Tildoeken op maat

Til- & verzorgingssystemen voor mensen met een mobiele beperking

www.handimove.be

Tildoeken

	zonder hoofdsteun	met hoofdsteun	met hoofdsteun en lussen	comfort
STANDAARD	 <ul style="list-style-type: none"> • Universeel bruikbaar • Zitvlak vrij vanaf de stuit • Ophanging aan 2 of 4 punten • Gepolsterde beenflappen • Kuipvormig 	 <ul style="list-style-type: none"> • Universeel bruikbaar • Zitvlak vrij vanaf de stuit • Maanvormige hoofdsteun • Ophanging aan 2 of 4 punten • Gepolsterde beenflappen • Kuipvormig 	 <ul style="list-style-type: none"> • Universeel bruikbaar • Zitvlak vrij vanaf de stuit • Extra lussen aan hoofdsteun voor ondersteuning • Gepolsterde beenflappen • Ophanging aan 2 of 4 punten • Kuipvormig 	 <ul style="list-style-type: none"> • Veilig, ingesloten gevoel voor gebruiker • Zitvlak vrij vanaf de stuit • Maanvormige hoofdsteun • Gepolsterde beenflappen • Ophanging aan 2 of 4 punten • Kuipvormig
TOILET	 <ul style="list-style-type: none"> • Ideaal voor toilettransfer • Gemakkelijk aan te brengen • Ophanging aan 2 of 4 punten • Gepolsterde beenband 	 <ul style="list-style-type: none"> • Ideaal voor toilettransfer • Zitvlak en lage rug blijven vrij • Gemakkelijk aan te brengen • Ook als badtildoek verkrijgbaar (PVC) • Voor mensen met beperkte hoofdcontrole • Gepolsterde beenflappen • Ophanging aan 2 of 4 punten 	 <ul style="list-style-type: none"> • Ideaal voor toilettransfer • Zitvlak en lage rug blijven vrij • Gemakkelijk aan te brengen • Ook als badtildoek verkrijgbaar (in PVC) • Gepolsterde beenflappen • Ophanging aan 2 of 4 punten 	 <ul style="list-style-type: none"> • Perfect voor toiletgebruik • Zitvlak en lage rug blijven vrij • Kruisende linten voor betere ondersteuning • Volle stof • Ophanging aan 2 of 4 punten • Gepolsterde beenflappen
SPECIFIEK	 <ul style="list-style-type: none"> • Speciaal ontwerp voor enkele amputatie • Zitvlak vrij vanaf de stuit • Gepolsterde beenflappen • Ophanging aan 2 of 4 punten • Kuipvormig 	 <ul style="list-style-type: none"> • Speciaal ontwerp voor dubbele amputatie • Ophanging aan 2 of 4 punten • Met/zonder toiletuitsparing 	 <ul style="list-style-type: none"> • Speciaal ontwerp voor extra ondersteuning ter hoogte van de rug • 4 stevige baleinen • Ophanging aan 2 of 4 punten • Gepolsterde beenflappen 	 <ul style="list-style-type: none"> • Universeel gebruik • Transfer in horizontale positie • Dubbel laag volle stof • Ophanging aan 4 punten

Voor een vrijblijvende demonstratie
of verdere inlichtingen

